

Übersicht Anwendungsbereich Kenda Technik-Polierer

1-Schritt Polierer:

2-Schritt-Polierer:

Werkstoff \ Polierer	Yellow Line	Acryl Blue	Queen	Planus HP-Aufnahme	Planus RA-Aufnahme
	medium	extra grob	mittelgrob	 : grob  : fein	 : grob  : fein
Prothesenkunststoffe Abtragen	+++	+++	++	++	++
Prothesenkunststoffe Glätten und Polieren	+++		+++	+++	+++
Prothesenkunststoffe Druckstellen entfernen	+++	+	+	+++	+++
Kieferorthopädische Kunststoffe Abtragen		+++	++	++	++
Kieferorthopädische Kunststoffe Glätten und Polieren			+++	+++	+++

+ geeignet

++ gut geeignet

+++ hervorragend geeignet

 : Vorpolyer

 : Hochglanzpolyer